


ZIRKULÄRER STAPLER




Fühlbare Kennzeichnung der Drehrichtung reduziert die Möglichkeit der Fehlbedienung.



Gehärteter Schneidring ermöglicht präzisen Gewebeschnitt.



Sicherer Verschluss von Andruckplatte und Magazin.



Gewebespaltskala zeigt dem Operateur den Auslösebereich zwischen 1,5 mm und 2,5 mm an.




Größerer Innendurchmesser zur Vermeidung von Anastomosenstenosen.



B C B B ✓
X X X X

Für die unterschiedlichen Durchmesser wird – in den jeweiligen Gewebestärken – die korrekte »B«-Form der Klammern erreicht.



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe Magazinschutz	Anzahl der Klammern	Äußerer Durchmesser*	Innerer Durchmesser*	Schenkellänge*	Verkaufseinheit
WH-Y-17	WH-Y-17	weiß	16	17,0	10,0	3,8	3 Stk.
WH-Y-21	WH-Y-21	gelb	20	21,0	14,0	4,5	3 Stk.
WH-Y-24	WH-Y-24	grau	18	24,0	15,0	4,5	3 Stk.
WH-Y-26	WH-Y-26	rot	20	26,0	17,0	4,5	3 Stk.
WH-Y-29	WH-Y-29	blau	24	29,0	20,0	4,8	3 Stk.
WH-Y-32	WH-Y-32	grün	26	32,0	22,0	5,0	3 Stk.
WH-Y-34	WH-Y-34	violett	28	34,0	24,0	5,0	3 Stk.

*mm

CE 0481