



ClearView™ – Anti-Beschlag Scope Wärmer Verhindert Kondenswasserbildung

Einfach: Heizt das Scope auf Körpertemperatur vor
Beseitigt Ursache für Kondenswasserbildung

Sicher: Sichert die endoskopische Sicht des Chirurgen
Es wird kein Strom oder heißes Wasser benötigt

Schnell: Aktiviert durch einfaches Anklicken der Scheibe
Die Scopes sind innerhalb weniger Minuten warm
Keine Unterbrechung zur Entfeuchtung der Linse

ClearView™ – Steril verpackt für den einmaligen Gebrauch

Der Scope-Wärmer sollte fünf Minuten vor Gebrauch des Scopes eingeschaltet werden. ClearView™ bleibt bis zu einer Stunde warm. Mit sterilem Handtuch abdecken, um die Sterilität zu bewahren und die Wärme zu erhalten.

Bestell-Nr.: 31SW30

1 VE: 30 Stück

CE 0197