




# HEMORRHOIDS STAPLER

Procedure for Prolapse and Hemorrhoids (PPH)



## Included Surgical Accessories



## For S.T.A.R.R. Procedure

The instrument with the additional labelling S.T.A.R.R. contains staples of a length of 4.5 mm for tissues with a thickness of 2.0 mm. Consequently, it is appropriate for complete resections of all tissue layers.

Article	Reference Code	Number of Staples	Outer Diameter*	Inner Diameter*	Leg Height*
STA GHY-32	GHY-32	30	32	24,7	3,8
STA GHY-34	GHY-34	32	34	26,2	3,8
STA GHY-36	GHY-36	34	36	28,2	4,0
<b>S.T.A.R.R. STAPLER</b>					
S.T.A.R.R.-System GHY-34	GHY-ST 34	32	34	26,2	4,5
S.T.A.R.R.-System GHY-36	GHY-ST 36	34	36	28,2	4,5

PPH Stapler: STA (Stapled Transluminal Anastomosis) / PPH Stapler STARR: S.T.A.R.R.-System



\*mm



# HÄMORRHOIDEN-STAPLER

Prozedur für Prolaps und Hämorrhoiden (PPH)

**Stapleline**<sup>®</sup>  
Medizintechnik



Gewebespaltskala zeigt dem Operateur den Auslösebereich zwischen 0,8 mm und 1,5 mm an.




Gehärteter Schneidering ermöglicht präzisen Gewebeschnitt.



Sicherer Verschluss von Andruckplatte und Magazin.

## Mitgeliefertes chirurgisches Zubehör



P02 Anorektale Einführhilfe

P03 Zirkulärer Analdilatator

P04 Tabaksbeutelnaht-Anoskop

P05 Fadenführungsinstrument

## Auch für die S.T.A.R.R. Prozedur erhältlich!

Das Instrument mit der Zusatzbeschriftung S.T.A.R.R. beinhaltet 4,5 mm lange Klammern für Gewebestärken von 2 mm. Es ist somit für Vollwandresektionen geeignet.

Artikel	Referenz Code	Anzahl der Klammern	Äußerer Durchmesser*	Innerer Durchmesser*	Schenkellänge*
STA GHY-32	GHY-32	30	32	24,7	3,8
STA GHY-34	GHY-34	32	34	26,2	3,8
STA GHY-36	GHY-36	34	36	28,2	4,0
<b>S.T.A.R.R. STAPLER</b>					
S.T.A.R.R.-System GHY-34	GHY-ST 34	32	34	26,2	4,5
S.T.A.R.R.-System GHY-36	GHY-ST 36	34	36	28,2	4,5

PPH Stapler: STA (Stapled Transluminal Anastomosis) / PPH Stapler STARR: S.T.A.R.R.-System

\*mm

CE 0044