



DermaPrep™ – ein neues Produkt für die kontrollierte, hygienische, mechanische Reinigung und Debridement der Haut

DermaPrep™ ist ein zweifach verwendbarer **Behandlungsschwamm (weich/abrasiv)**, der zur weichen und sanften Reinigung und/oder abrasiven/groben Abreibung verwendet wird.

Die abrasive Seite ist mit einer Flüssigkeitskontrollanzeige versehen, die es ermöglicht, den verletzten Bereich zu reinigen, ohne die umliegenden Hautstellen zu befeuchten.

DermaPrep™ repräsentiert eine neue Methode zur kontrollierten, hygienischen, mechanischen Reinigung und zum Debridement von akuten und chronischen Hautverletzungen.

Im Vergleich zu allen derzeit verfügbaren Alternativen wird durch den Gebrauch von DermaPrep™ das Debridement und die Reinigung des verletzten Bereichs klinisch verbessert.

**Es ist sowohl anwendungsfreundlicher als auch kostengünstiger als herkömmliche Verfahren.
Patentiert in Europa und USA.**

Order No.	Maße (mm)	Verkaufseinheit
9931100	100 × 150	25 Stk.

CE 0483