


Einweg Linear Cutter Stapler für den endoskopischen Einsatz



- A) Stift
- B) Entriegelungstaste
- C) Schaft
- D) Hebel
- E) Rotationshebel
- F) grüne Taste
- G) schwarze Return-Taste
- H) Handgriff
- I) Einweg-Ladeeinheit



- J) Lade-Ausrichtungs-Indikatoren
- K) Transportsicherung
- L) Andruckplatte
- M) Gewebebegrenzung
- N) Ende der Klammerreihe
- O) Ende der Schnittlinie
- P) Zusatzmarkierung
- Q) Untere Magazinfixierung
- R) Klammermagazin

Einweg Linear Cutter Stapler für den endoskopischen Einsatz

Der flexible Einweg Linear Cutter Stapler wird in der Abdominal-, gynäkologischen-, Kinder- und Thoraxchirurgie für die Resektion, Transektion und Bildung von Anastomosen eingesetzt.

Artikel	Bestell-Nr. Stapler	Bestell-Nr. Magazin (für beide Staplergrößen)	Schenkellänge	Zahl der Klammern	Magazinfarbe
Endocutter Stapler Standard Modell	ZNQ-A	ZN-Z-45-2,5	2,5 mm	66	white
		ZN-Z-45-3,5	3,5 mm	66	blue
		ZN-Z-45-4,8	4,8 mm	66	green
Endocutter Stapler XL Modell	ZNQ-C	ZN-Z-60-2,5	2,5 mm	90	white
		ZN-Z-60-3,5	3,5 mm	90	blue
		ZN-Z-60-4,8	4,8 mm	90	green

