


LINEAR STAPLER



Für die unterschiedlichen Gewebestärken sind verschiedene Magazine verfügbar:
blau für 1,5 mm
grün für 2,0 mm

Titanklammern sorgen für eine sichere Naht.

Die Sicherung lässt sich nur lösen, wenn der Auslösebereich erreicht ist.

Leichtgängige Stellschraube

Klammerspezifikationen

Die weite Öffnung von Andruckplatte und Magazin erlaubt das einfache Einführen des Gewebes in das Magazin.

Das Setzen des Gewebestiftes während der Operation sichert die Gewebeposition im Magazin.

Die Gewebespaltskala zeigt deutlich den Auslösebereich.

Artikel	Instrument Bestell-Nr.	Magazin Bestell-Nr.	Gewebedicke*	Schenkellänge*	Anzahl der Klammern	Länge Klammernaht*	Magazinfarbe	Verkaufseinheit
FH-Y-30	FH-Y-30-3.8	CLB 30	1.5	3.8	11	32	blau	3 Stk.
FH-Y-45	FH-Y-45-3.8	CLB 45	1.5	3.8	15	43	blau	3 Stk.
FH-Y-60	FH-Y-60-3.8	CLB 60	1.5	3.8	19	53	blau	3 Stk.
FH-Y-90	FH-Y-90-3.8	CLB 90	1.5	3.8	33	92	blau	3 Stk.
FH-Y-30	FH-Y-30-4.5	CLG 30	2.0	4.5	11	32	grün	3 Stk.
FH-Y-45	FH-Y-45-4.5	CLG 45	2.0	4.5	15	43	grün	3 Stk.
FH-Y-60	FH-Y-60-4.5	CLG 60	2.0	4.5	19	53	grün	3 Stk.
FH-Y-90	FH-Y-90-4.5	CLG 90	2.0	4.5	33	92	grün	3 Stk.

*mm

