


HÄMORRHOIDEN-STAPLER

Prozedur für Prolaps und Hämorrhoiden (PPH)

Stapleline[®]
Medizintechnik



**DIE NEUE
GENERATION**


Innovationen → Vorteile für den Anwender

- Kein Überkomprimieren des Gewebes möglich → Geringeres Gewebetrauma
- Leichteres Schließen → Bessere Situseinstellung
- Lautes Klickgeräusch → Akustisches Signal, das die korrekte Anastomosierung anzeigt
- Anti-Rutsch Punkte auf Analdilatator → Bessere Fixierung für eine gleichmäßigere Tabaksbeutelnaht
- Größeres Magazinlumen → Mehr Gewebeaufnahme zur sicheren Entfernung des Prolaps
- Transparentes Anuskop → Bessere Darstellung zum Anlegen der Tabaksbeutelnaht

Auch für die S.T.A.R.R. Prozedur erhältlich!

Das Instrument mit der Zusatzbeschriftung S.T.A.R.R. beinhaltet 4,5 mm lange Klammern für Gewebestärken von 2mm. Es ist somit für Vollwandresektionen geeignet.

Mitgeliefertes chirurgisches Zubehör



Artikel	Bestell-Nr.	Anzahl der Klammern	Äußerer Durchmesser*	Innerer Durchmesser*	Schenkellänge*	Verkaufseinheit
GH-Y-32	GH-Y-32	30	32	24,2	3,8	3 Stk.
GH-Y-34	GH-Y-34	32	34	26,2	3,8	3 Stk.
GH-Y-36	GH-Y-36	34	36	28,2	3,8	3 Stk.
S.T.A.R.R. Stapler						
S.T.A.R.R.-System GH-34	GH-ST-34	32	34	26,2	4,5	3 Stk.
S.T.A.R.R.-System GH-36	GH-ST-36	34	36	28,2	4,5	3 Stk.
Chirurgisches Zubehör (Inhalt s.o.)						
Hämorrhoiden Stapler Set	GH-AS-01	für GH-Y-32				3 Stk.
Hämorrhoiden Stapler Set	GH-AS-02	für GH-Y-34				3 Stk.
Hämorrhoiden Stapler Set	GH-AS-03	für GH-Y-36				3 Stk.

CE 0481

*mm