



Proktoskop (19 mm / 25 mm)

Die selbstleuchtenden 19 mm und 25 mm Proktoskope von Evexar sind Einweginstrumente, die nach ihrem Gebrauch komplett entsorgt werden. Das Instrument verfügt über eine Lichtquelle. Das Licht wird durch einen Lichtleiter über die gesamte Länge des Proktoskops in den Untersuchungsbereich transportiert. So ist der Einsatz der Instrumente nicht an Räumlichkeiten gebunden, und sie können für Untersuchungen und therapeutische Eingriffe stationär im Krankenhaus, auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in der Facharztpraxis sowie im Operationsaal genutzt werden.

- **Ideal für Fachärzte in Krankenhäusern und Privatkliniken sowie in Facharztpraxen**
- **Selbstleuchtendes Instrument, kabellos und ohne Reinigungsbedarf**
- **Integriertes Obturatorsystem sorgt für optimale Ausleuchtung und gute Sichtverhältnisse im Untersuchungskanal (Patent angemeldet)**
- **Einweginstrument, das nach Gebrauch entsorgt wird**
- **Vermeidung von Kreuzinfektionen durch Einmalgebrauch**
- **Handlich und kosteneffektiv**

| Bestell-Nr. | Verkaufseinheit |
|--------------|-----------------|
| 19 mm: 31076 | 25 Stk. |
| 25 mm: 31077 | 25 Stk. |

