



Sigmoidoskop

Das selbstleuchtende Sigmoidoskop von Evexar ist ein Einweginstrument, das nach Gebrauch entsorgt wird. Eine Universal-Lichtquelle ist in das Instrument integriert. Das Licht wird durch einen Lichtleiter über die gesamte Länge des Sigmoidoskops in den Untersuchungsbereich transportiert. So ist der Einsatz der Instrumente nicht an Räumlichkeiten gebunden, und sie können für Untersuchungen und therapeutische Eingriffe stationär im Krankenhaus, auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in der Facharztpraxis sowie im Operationssaal genutzt werden.

- **Ideal für Fachärzte in Krankenhäusern und Privatkliniken sowie in Facharztpraxen**
- **Selbstleuchtendes Instrument, kabellos und ohne Reinigungsbedarf**
- **Integriertes Obturatorsystem sorgt für optimale Ausleuchtung und gute Sichtverhältnisse im Untersuchungskanal (Patent angemeldet)**
- **Einweginstrument, das nach Gebrauch entsorgt wird**
- **Vermeidung von Kreuzinfektionen durch Einmalgebrauch**
- **Handlich und kosteneffektiv**

Bestell-Nr.	Verkaufseinheit
31078	10 pcs

