

SKIN STAPLER & REMOVER



Skin Stapler
CE0120



Remover
CE0197

Einweg-Skin Stapler zum Verschließen von Wunden und chirurgischen Inzisionen. Mit dem Klammerentferner lassen sich die Hautklammern einfach entfernen.

Material:

Die Klammern bestehen aus rostfreiem Stahl gemäß AISI 316L.
Der Griff besteht aus ABS gemäß CAS 9003-56-9. Der Klammerentferner besteht aus ABS und rostfreiem Stahl 1Cr18Ni9.

Leistungsmerkmale:

Steril, gute Bioverträglichkeit, gute Metallstabilität, schnelle Durchführung der chirurgischen Naht, klare Sicht auf die Wundränder, einsetzbar bei allen Schnittführungen.

Bestell-Nr.	Klammergröße	Verkaufseinheit
Skin Stapler: 35W	6,4 × 4,0 mm	50 Stk.
Remover: SRK-T-2		50 Stk.