



SURGISPON Tampon für den analen und vaginalen Einsatz

SURGISPON ist ein schnelles und effektives Haemostypticum, das im Allgemeinen innerhalb von 2 Minuten Blutungen stoppt. Es reduziert operative Blutungen und nimmt 40 – 50 mal sein eigenes Gewicht in Form von Wasser/Oxalat Blut auf.

SURGISPON ist schadstofffrei, nicht allergen, nicht immunogen und nicht-pyrogen. SURGISPON wird gammasterilisiert und in einem zweckmäßigen, aufreißbaren, sterilen Blister geliefert. Im Gegensatz zu vielen anderen Haemostyptica sind keine besonderen Lagerbedingungen notwendig.

Mit SURGISPON erzielen Sie schnelle Hämostasen bei:

- Hämorrhoidektomien, Analfisteln und -fissuren
- Ausschabungen und Hysterektomien

SURGISPON kann erhebliche Einsparungen in der rektalen und vaginalen Chirurgie erzielen. Die Anwendung des Gelatineschwamms kann den Klinikaufenthalt für jeden rektalen Patienten um bis zu vier Tagen verkürzen. SURGISPON wird auf natürlichem Weg ausgeschieden und benötigt somit keine zusätzlichen pflegerischen Maßnahmen. Wenn das Produkt im Situs verbleibt, wird es resorbiert.

Bestell-Nr.	Produkt	Maße (mm)	Verkaufseinheit
SSP-8030	Tampon	80 x 30 Ø	24 Stk.

CE 0434