



5 mm laparoskopische Saug-Spül-Einheit

- das Instrument, das der Hand des Chirurgen angepasst ist
- gleicher Bedienungskomfort für Rechts- und Linkshänder
- einfach zu handhabende Saug-Spül-Kombination mit einem Bewegungsradius von 360°
- hohe Saugleistung durch großlumiges Ventilsystem im Handgriff
- die Länge des Schlauchs beträgt 3 m

Bestell-Nr.	Maße	Verkaufseinheit
CX-01	5 x 230 mm	10 Stk. (Produktion bei Bestellung)
CX-02	5 x 330 mm	10 Stk. (am Lager)
CX-03	5 x 430 mm	10 Stk. (am Lager)

